

Hico-Decubimat 370 nagy cellás (hurkás) kialakítású, változó nyomású matraccal, II. stádiumig



A Hico-Decubimat 370 rendszer a nagy cellás (hurkás) kialakítású változó nyomású matrac segítségével alakítja ki az optimális környezetet.

- ◆ 2-kamrás nagy cellás rendszer CPR funkcióval és statikus fejszekcióval.
- ◆ Az ágyhoz kötött fekvőbetegek dekubitusztól való védelme és terápiája II. stádiumig.
- ◆ Automatikus nyomás kontroll, nyomás érzékelő technológia segítségével.
- ◆ Kontroll lámpa.
- ◆ Alkalmazható súlyhatárok: 40-160 kg.
- ◆ Könnyű kezelés és tisztítás.
- ◆ Csendes üzemmód.
- ◆ A használata az alacsonytól a közepes dekubitusz stádiumig ajánlott.
- ◆ A II. stádiumig történő dekubitusz kezelés esetén a Hico-Decubimat 370 rendszer optimális segítséget nyújt a beteg kezelésében.
- ◆ A nagyméretű cellákkal rendelkező matrac (CPR funkcióval) könnyen kezelhető és a betegeknek nagy megkönnyebbülést nyújt.
- ◆ A beteg súlya szerint a kompresszor automatikusan állítja be a nyomást.
- ◆ Az ellenőrző lámpa jelzi a kompresszorban vagy a matraccban fellépő hibát.
- ◆ A rendszer könnyen tisztántartható, csendes.
- ◆ **Műszaki adatok:**
 - ◆ **Kompresszor:**
 - ◆ 230 V, 50-60 Hz
 - ◆ Fogyasztás (24 óra) : 0,2 kWh
 - ◆ Ciklus idő: 10 perc
 - ◆ A kompresszor mérete: 160*300*120 mm
 - ◆ Súly: kb. 2,6 kg.
 - ◆ Hang kibocsátás: kb. 35 dBA (1 méter)
 - ◆ **A matrac kialakítása:**
 - 3 db statikus cella, 2-kamrás rendszer
 - Anyaga: nylon , TPU, CPR szeleppel
 - Bevonat: nylon, PU, bőrbarát, légáteresztő
 - Mérete működés közben: 200*90*13 cm

